

 **HIGH-SPEED ZIRCONIA KIT**





Ceramill Therm DRS

- ・ジルコニア修復に革命をもたらす **オリジナル シンタリング ファーネス**
- ・独自設計の水平デザインにより、最速 **20分** で **高速焼結** が可能！！（※マテリアル限定）
- ・ **グレージング処理** が可能！！

特徴	マテリアル	適応	時間
スピード&ハイスピード 焼結	Ceramill Zi Ceramill Zolid HT+ White Ceramill Zolid HT+ Preshade Zolid Gen-X Ceramill Zolid FX White Ceramill Zolid FX Multilayer	3 歯ブリッジまで	120分
	Zolid Gen-X	3 歯ブリッジまで	60分
		単冠	25分
多機能	グレージング、自動乾燥、自動冷却、その他マテリアルの自動焼結		

テクニカルデータ

テクニカルデータ	単位	値
寸法 (D×W×H)	mm	390×300×484
質量	kg	50
電圧	V/Hz	200-230/50-60
電力	kW	3.5
使用最高温度	°C	1,600
周囲条件		
- 温度	°C	+5 ~ +40
- 湿度	%	80

Art. No.	付属品・スペアパーツ*
181901	アクセサリケース*
181910	シンタリングビーズ
181902	ピンセット
181903	シンタリングボール
181904	シンタリングパッド
181905	焼成トレイ
181909	セラミックピン 10 個セット
181906	冷却プレート
181907	ヒーティングエレメント*
181908	サーモカップル*

販売名 AGセラミル シリーズ Ceramill Therm DRS
一般医療機器 届出番号 26B1X10010019516
一般名称 歯科技工用ポーセレン焼成炉
製造販売元 朝日レントゲン工業株式会社
製造元 AMANNGIRRBACH AG



Imaging new visions. ▼ 見えるをかえる。▼

朝日レントゲン工業株式会社 <https://www.asahi-xray.co.jp>

〒601-8203 京都府京都市南区久世築山町376番地の3 TEL:075-921-4330 FAX:075-921-6675

※札幌・仙台・東京・名古屋・京都・大阪・高松・広島・福岡にショールームを開設しております。
日本国内の各拠点の詳細につきましてはWEBサイトに掲載しております。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



朝日レントゲンメールマガジン

最新の製品情報・展示会情報・セミナー情報をお送りします。

QRコードから、
ご登録ください。

