




パノラマX線撮影装置 Hyper-X シリーズ

Hyper-GCMF

Pan+Ceph

CR・DR 対応セファロ撮影モデル

カセットDR
無線FPD

CRカセット
IP
(Imaging Plate)

カセット
Film
(四切)



CR・DR 対応セファロ撮影モデル

カセット DR などを用いてセファロ撮影を行うことができます。
その他の詳細につきましては、Hyper-GCM のカタログをご覧ください。

●パノラマ撮影


●セファロ撮影

カセット DR(無線 FPD)
CR カセット (イメージングプレート)
カセット (四切アナログフィルム)


仕様

一般名称	アナログ式歯科用パノラマX線診断装置	総濾過	2.5mmAl (min)	拡大率	パノラマ：1.21~1.36倍、上顎洞：1.2~1.22倍
販売名	パノラマX線撮影装置 Hyper-X シリーズ	受像部	CMOSセンサー		TMJ側面：約1.24倍、TMJ正面：約1.88倍
型式	Hyper-G CMF	撮影モード	パノラマ：小児・成人・オルソ 上顎洞 セファロ：側面・正面 TMJ：側面・正面		セファロ側面・正面：1.1倍
定格電圧	100/200V (50/60Hz) 1φ	撮影時間	パノラマ：7秒/12秒、上顎洞：8秒 TMJ側面：3秒(×4)、TMJ正面：3秒(×2) セファロ側面・正面：0.1~3.2秒		位置付けビーム 3ビーム(正中ビーム・眼耳平面ビーム・前歯ビーム)
電源容量	2.0kVA				位置付け器具 パノラマ・上顎洞・TMJ側面・TMJ正面
高電圧発生器	高周波インバータ方式				設置寸法 W:2,100×D:1,500×H:2,300(mm)
管電圧	60kV~90kV (1kVステップ)				重量 約200kg
管電流	2~12mA (2mAステップ)				医療機器の分類 管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器
X線管球	D-052SB				医療機器認証番号 21600BZZ00148000
X線管球焦点	0.5mm				

寸法図



設置面積図



Imaging new visions. ▼ 見えるをかえる。▼



朝日レントゲン工業株式会社

http://www.asahi-xray.co.jp

〒601-8203 京都府京都市南区久世楽山町376番地の3 TEL:075-921-4330 FAX:075-921-6675

※札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・京都・大阪・高松・広島・福岡にショールームを開設しております。
日本国内の各拠点の詳細につきましてはWEBサイトに掲載しております。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



朝日レントゲンメールマガジン

最新の製品情報・展示会情報・セミナー情報等をお送りします。

登録方法：asahi@f.blayn.jp に
空メールを送信してください。