

オススメ導入例



セラミルソフトウェアに関する詳細は
QRコードからご覧いただけます

Imaging new visions.
ASAHIROENTGEN

AMANNGIRRBACH

motion3 air の Dry 仕様 | ディスクからのジルコニア切削がメイン CAD/CAM 冠は週に数本



motion3 air の Wet/Dry 仕様 | ガラスセラミック、CAD/CAM 冠がメインだが、ジルコニア切削も多い PMMA でテンポラリークラウン / ブリッジの切削も行いたい



matron | 普段使用するディスクが数種類あり、ディスクチェンジャーが欲しい コバルトクロムやチタンのフレームやクラウンの切削も内製にしたい



Imaging new visions. ▼ 見えるをかえる。▼

朝日レントゲン工業株式会社 <https://www.asahi-xray.co.jp>

〒601-8203 京都市南区久世築山町376番地の3 TEL: 075-921-4330 FAX: 075-921-6675

※仕様および外観は、改良の予告なく変更することがあります。

※記載されている会社名、製品名またはサービス名は各社の商標または登録商標です。

一般的名称: 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

販売名: AG セラミル シリーズ Ceramill Mind / 届出番号: 26B1X10010019521 / 一般医療機器

販売名: AG セラミル シリーズ Ceramill Motion2 / 届出番号: 26B1X10010019531 / 一般医療機器

販売名: AG セラミル シリーズ Ceramill matik / 届出番号: 26B1X10010019534 / 一般医療機器

販売名: AG セラミル シリーズ Ceramill Motion3 / 届出番号: 26B1X10010019535 / 一般医療機器

販売名: AG セラミル シリーズ Ceramill Matron / 届出番号: 26B1X10010019536 / 一般医療機器

製造販売元: 朝日レントゲン工業株式会社

製造元: AmannGirrbach AG

ceramill® software

セラミル 院内技工 導入ガイドブック

従来のシステムに比べ、多種多様な IOS データをシームレスに連携可能に

DENTISTRY UNIFIED



多彩なIOSを一元管理

自由にカスタマイズ可能なセラミルコクピットで
切り拓く院内技工の新時代

様々なIOSとのシームレスな連携機能

セラミルシステムが煩雑な連携作業をシームレスに一元化

	iTero	Medit	Trios	DS	その他
印象データ (上下顎・バイト)	○	○	○	○	○
オーダーシート	○	△	△	△	△
簡単設定(*)	○	○	○	○	△

※ Ceramill ソフトウェアと IOS のシームレス連携に関して IOS 側で行う設定のガイドが準備されている組合せに○が付与されています。

セラミルシステムの CAM ミリングマシンは5種類

院内技工におすすめの2製品をご紹介します



motion3 air (100V)

コンプレッサー不要でスペースに余裕のない院内ラボに最適!

保険 CAD/CAM 冠 ジルコニアディスク ガラスセラミック PMMA



matron (100V)

1日の切削量が多い院内ラボに向いている
インテリジェントサポート機能の充実 8枚チェンジャー付マシン!

保険 CAD/CAM 冠 ジルコニアディスク ガラスセラミック PMMA

+ メタル (CoCr / Ti)

motion3



matik




motion2



セラミルシステムは CAD から CAM へシームレスにデータ転送が可能!

要望に合わせてカスタマイズ可能な CAD デザイン



ceramill® software

1台のPCで
CAD・CAMソフトウェアの
両方を操作できる

