

ceramil therm 3



フルオート・ハイパフォーマンス

ジルコニア・シタリング・ファーネス

変形のないジルコニアフレームのシタリング



- 一定した温度管理と、均一な炉内温度で、高い信頼性。
- 異なる大きさの修復物であっても、最適でフルオートのシタリングプログラムが高度の信頼性を実現。
- 昇温プログラムは、9プログラム。3プログラムはプリセット固定、6プログラムは独自に設定可能です。
- 専用シタリングビーズの使用によりシタリング工程での摩擦をなくし変形のない修復物作成ができます。
- シタリングボウルは、最大3段積みが可能です。
- 省スペースで場所をとりません。設置も簡単です。
- シタリング開始は1つのボタンを押すだけ、タッチスクリーンで簡単に操作できます。
- 開始後、昇温カーブや状態はモニタに分かりやすく表示されます。

製品仕様

外形寸法 : 500 x 461 x 480 mm
重量 : 30 kg
電源 : V/Hz 200-240/50-60
出力 : 3.5 kW
ヒューズ(fast) : 12.5 A

付属品*(各1)/スペアパーツ

178741 ヒーティングロッド
178382 シタリングボウル(積み重ね可能)*
178383 Zolid シタリングボウル(積み重ね可能)
178311 シタリングビーズ*
178381 Therm3用トング*

Ceramill Therm3

販売名: AGセラミル シリーズ Ceramil Therm3
一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉
一般医療機器 届出番号: 26B2X00001019514
製造販売元: 朝日レントゲン工業株式会社
製造元: Amann Girrbach AG

Imaging new visions. ▼ みるをかえる。▼

朝日レントゲン工業株式会社

<http://www.asahi-xray.co.jp>

〒601-8203 京都府京都市南区久世築山町376番地の3 TEL:075-921-4330 FAX:075-921-6675

※札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・京都・大阪・高松・広島・福岡にショールームを開設しております。
日本国内の各拠点の詳細につきましてはWEBサイトに掲載しております。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

170213

B01-C195-14-NEW


AMANNGIRRBACH