

デジタルイメージングスキャナ

SCAN▶X® Edge

再使用可能なイメージングプレート(光輝尽性蛍光板)を用いて、デンタルエックス線画像を生成するイメージングスキャナです



Smart, Compact and Reliable.

デンタルエックス線撮影専用 イメージングプレートスキャナ

コンパクト

- ・容積比 約60%減(スキャンXデュオとの比較)
- ・設置に場所を取りません

高精細画像

- ・最大理論解像度16.7 Lp/mmの高精細画像

感染防止対策のための専用バリアエンベロープ

- ・交叉感染を抑えるように工夫、設計されています
- ・スキャン時、引き裂く方向が工夫されており感染を抑えます(特許取得)

専用イメージングプレート

- ・数百回の再使用が可能です
- ・非常に薄く口腔内で適切な位置付けが可能です

NEOPREMIUM2と接続して使用

- ・スムーズな診療システムを構築できます
- ・患者さんと良好なインフォームドコンセントが行えます
- ・静かで速いスキャンにより効率的なワークフローが実現できます



SCAN▶X® Edge

仕様

一般的名称	コンピューテッドラジオグラフィ
販売名	スキャン X エッジ
外形寸法 (幅:奥行:高さ)	167×216×244 mm
質量	4 kg
定格電源電圧	電源アダプタ入力 AC100—240V 50/60Hz 電源アダプタ出力/本体入力 DC24V 0.5A
インターフェイス	LAN
レーザー	本体カバー装着時 クラスⅠ 本体カバー開口時 クラスⅢB
スキャン時間	20秒
医療機器認証番号	303ACBZX00004000
医療機器の分類	管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器



イメージング・プレート

#0 (22×35mm)



#1 (24×40mm)



#2 (31×41mm)



※標準付属品

標準付属品

- イメージングプレート サイズ#2×4枚
- バリアエンベロープ サイズ#2×300枚
- カートリッジ サイズ#2用×1個



スキャン X エッジ専用イメージングプレート

一般的名称	光輝尽性蛍光板
販売名	デンタル・イメージング・プレート IDX
製造販売届出番号	26B1X10010024501
医療機器の分類	一般医療機器

専用バリアエンベロープ
(イメージングプレート用カバー)

製造販売元:朝日レントゲン工業株式会社 製造元: AIR TECHNIQUES, INC.

Imaging new visions. ▼ 見えるをかえる。▼

朝日レントゲン工業株式会社 <http://www.asahi-xray.co.jp>

〒601-8203 京都府京都市南区久世楽山町376番地の3 TEL:075-921-4330 FAX:075-921-6675

※札幌・仙台・東京・名古屋・京都・大阪・高松・広島・福岡にショールームを開設しております。

日本国内の各拠点の詳細につきましてはWEBサイトに掲載しております。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※記載されている会社名、製品名またはサービス名は各社の商標または登録商標です。



朝日レントゲンメールマガジン QRコードから、
最新の製品情報・展示会情報・セミナー情報等をお送りします。ご登録ください。

